


AMMS[®] MSC试剂盒套装2.0

—干细胞药物临床实验最佳选择



产

成分明确，稳定性高

品

操作简便，无需添加L-谷氨酰胺

★

无血清、无异源成份

优

扩增效率高，表型稳定

势

美国FDA DMF备案



符合GMP质量管理体系



ISO 9001 质量体系认证



ISO13485 医疗器械质量体系认证




体外诊断试剂生产资质



MSC、NK等多项细胞制备授权专利


AMMS® MSC试剂盒套装2.0

MSC扩增倍数



72小时扩增倍数可达7-10倍

MSC生长状态 (40倍镜下观察)



原代细胞

均匀分布，近似梭形

P1

分裂相多，背景干净

P5

增殖活跃，生长良好

P9

仍保持较好增殖状态

MSC扩增后表型

细胞表型	CD73	CD90	CD105	细胞表型	HLA-DR	CD14	CD45	CD34	CD19
检测结果	95.10%	98.70%	97.6	检测结果	0.81%	1.04%	0.41%	1.18%	0.13%
判定标准	>95%	>95%	>95%	判定标准	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%
结论	阳性	阳性	阳性	结论	阴性	阴性	阴性	阴性	阴性

AMMS® MSC试剂盒套装2.0 AS-13

产品名称	货号	规格	数量	保存条件
AMMS®MSC添加物2.0	AS13-1	25mL	1瓶	-20℃
AMMS®MSC基础培养基	AS09-2	500mL	1瓶	2~8℃

北京同立海源生物科技有限公司

联系电话：400-010-5556

官方网站：www.seafrom.com

公司地址：北京市大兴区生物医药基地联东U谷13号楼



官方网站



官方订阅号



官方服务号