


NanoSep™ 系列 纳米级细胞分选磁珠




NanoSep™ 系列纳米级细胞分选磁珠，50nm级别大小，可用于细胞的富集或去除分选。性能与进口品牌相当，超高性价比，助力CGT客户加快国产替代步伐，降本增效，赢得市场机遇。



产品性能


NanoSep™ CD3 分选磁珠-去除分选

从培养后的NK细胞中去除CD3⁺T细胞




NanoSep™ CD4/CD8 分选磁珠-富集分选




从PBMC中富集分选CD4⁺T细胞




从PBMC中富集分选CD8⁺T细胞



NanoSep™ CD4/CD8 联合应用分选




从PBMC中富集分选CD4⁺/CD8⁺T细胞



● 产品规格

产品名称	货号	规格	分选容量
NanoSep™ CD3分选磁珠	TL-622	RUO级别， 2mL	用于 1×10^9 细胞分选
NanoSep™ CD4分选磁珠	TL-623		
NanoSep™ CD8分选磁珠	TL-624		
NanoSep™ CD3分选磁珠	GMP-622	GMP级别， 5mL	即将上市，敬请期待！ 更适合细胞治疗用户 实际工艺需求
NanoSep™ CD4分选磁珠	GMP-623		
NanoSep™ CD8分选磁珠	GMP-624		

● 细胞分选激活磁珠定制服务



最快提供测试装时间
7天

最快交付研发产品周期
1个月

GMP化升级周期
3-6个月

北京同立海源生物科技有限公司

联系电话：400-010-5556

官方网址：www.seafrom.com

公司地址：北京市大兴区生物医药基地联东U谷13号楼



官方网站



官方订阅号



官方服务号

编号:A/0